

互換性がインプラントシステム			プラットフォームサイズ	ライブラリーコード	タイプ	スキャンボディー		リンク		CMFit						
						SC(OS)	GMS	LL	LS	φ10mm	φ14mm					
Osstem	01	TS	3.0/3.5	0101-SUM	Single	SC-SUM	GMS-SUMS GMS-SUML	LL2-SUM13-H2	LS2-SUM-H2	CMFIT10-SUM-H2	CMFIT14-SUM-H2					
					Bridge			LL2-SUM20-H2				LS2-SUM-N2	CMFIT10-SUM-N2			
	02		4.0/4.5/5.0	0102-SURO	Single	SC-SURO	GMS-SUROS GMS-SUROL	LL2-SURO3-H2	LS2-SURO-H2	CMFIT10-SURO-H2	CMFIT14-SURO-H2					
					Bridge			LL2-SURO20-H2				LS2-SURO-N2	CMFIT10-SURO-N2			
	03	US	3.5	0103-EXM	Single	SC-EXM	GMS-EXMS	LL2-EXM-H2	LS2-EXM-H2	CMFIT10-EXM-H2	CMFIT14-EXM-H2					
					Bridge			LL2-EXM-N2				LS2-EXM-N2				
	04		4.1	0104-EXR	Single	SC-EXR	GMS-EXRS	LL2-EXR-H2	LS2-EXR-H2	CMFIT10-EXR-H2	CMFIT14-EXR-H2					
					Bridge			LL2-EXR-N2				LS2-EXR-N2				
	05	5.1	0105-EXW	Single	SC-EXW	GMS-EXWS	LL2-EXW-H2	LS2-EXW-H2	CMFIT10-EXW-H2	CMFIT14-EXW-H2						
				Bridge			LL2-EXW-N2				LS2-EXW-N2					
	06	SS	4.8	0106-ISR	Single	SC-ISRW	GMS-ISRS	LL2-ISR-O2	LS2-ISR-O2	CMFIT10-ISR-O2		CMFIT14-ISR-O2				
					Bridge			LL2-ISR-N2								
	07		6.0	0107-ISW	Single	SC-ISW	GMS-ISWS	LL2-ISW-O2	LS2-ISW-O2	CMFIT10-ISW-O2	CMFIT14-ISW-O2					
					Bridge			LL2-ISW-N2								
Dentium	01	Super-Line Implantium	3.7/4.0/4.5	0201-DER	Single	SC-DER	GMS-DERS GMS-DERL	LL2-DER13-H2	LS2-DER-H2	CMFIT10-DER-H2	CMFIT14-DER-H2					
					Bridge			LL2-DER20-H2				LS2-DER-N2	CMFIT10-DER-N2			
	02		NR-Line	3.1/3.6/4.3	0202-DNR	Single	OS-DNR	-	-	CMFIT10-DNR-O	-					
						03	Screw Abutment	4.5	0203-MUDE45	Bridge	SC-MUDE	-	LB-MUDE45	-	-	
	04	5.5	0204-MUDE55	LB-MUDE55												
Megagen	01	AnyRidge	3.5/4.0/4.5	0301-MARR	Single	SC-MARR	GMS-MARRS GMS-MARRL	LL2-MARR-H2	LS2-MARR-H2	CMFIT10-MARR-H2	CMFIT14-MARR-H2					
					Bridge			LL2-MARR20-H2				-	-			
	02	AnyOne	3.5/4.0/4.5/5.0	0302-DERA	Single	SC-DER	GMS-DERS GMS-DERL	LL2-DERA13-H2	LS2-DERA-H2	CMFIT10-DERA-H2	CMFIT14-DERA-H2					
					Bridge			LL2-DERA20-H2				LS2-DERA-N2	CMFIT10-DERA-N2			
					03			EZ-Plus	3.3	0303-MEPM	Single			SC-MEPM	-	LS2-MEPM-E
											04	4.0/4.5/5.0	0304-MEPR	Single	SC-MEPR	-
	05	EX-feel[internal]	4.8	0305-ITRK	Single	SC-ITRW	-	LL2-ITRK-O2	LS2-ITRK-O2	CMFIT10-ITRK-O2	CMFIT14-ITRK-O2					
					Bridge	LL2-ITRK-N2										
	06	Mini	3.0/3.25	0306-MMN	Single	SC-MMN	-	-	-	CMFIT10-MMN-H	-					
					Bridge	-	-	-								
Dio	01	SM	3.8/4.1	0401-DSMM	Single	SC-DSMM	-	-	LS2-DSMM-T	CMFIT10-DSMM-T	-					
					Bridge	-	-	LS2-DSMR-T	CMFIT10-DSMR-T	-						
	02	4.5/5.0	0402-DSMR	Single	SC-DSMR	-	-	-	-	-						
				Bridge	-	-	-	-	-							
	03	Narrow 3.0/3.3	0403-DN30	Single	SC-MMN	-	-	-	-	CMFIT10-DN30-H	-					
				Bridge	-	-	-	-	-							
04	UF / UFII	3.8/4.0/4.5/5.0	0404-SURD	Single	SC-SURO	GMS-SUROS GMS-SUROL	LL2-SURD-H2	-	CMFIT10-SURD-H2	CMFIT14-SURD-H2						
				Bridge	LL2-SURD20-H2	-	CMFIT10-SURD-N2	CMFIT14-SURD-N2								
							LL2-SURD-N2	-								
							LL2-SURD20-N2	-								

NeoBiotech	01	IS	3.5/4.0/4.5/5.0-	0501-DERN	Single	SC-SURO	GMS-DERNS GMS-DERNL	LL2-DERN-H2	-	CMFIT10-DERN-H2	CMFIT14-DERN-H2
					Bridge			LL2-DERN20-H2		CMFIT10-DERN-N2	CMFIT14-DERN-N2
								LL2-DERN-N2			
							LL2-DERN20-N2				
Dentis	01	S-Clean OneQ	3.7/4.2/4.7/5.2	0601-DERT	Single	SC-DER	GMS-DERS GMS-DERL	LL2-DERT-H2	-	CMFIT10-DERT-H2	CMFIT14-DERT-H2
					Bridge			LL2-DERT-N2			
Straumann	00	BoneLevel	2.9	0700-BLS	Single	-	GMS-BLSL	LL2-BLS-R	-	CMFIT10-BLS-R	-
	01		3.3	0701-BLM	Single	SC-BLM	GMS-BLMS GMS-BLML	LL2-BLM-R2	LS2-BLM-R2	CMFIT10-BLM-R2	CMFIT14-BLM-R2
					Bridge			LL2-BLM20-R2			
								LL2-BLM-N2			
								LL2-BLM20-N2			
	02	4.1/4.8	0702-BLR	Single	SC-BLR	GMS-BLRS GMS-BLRL	LL2-BLR-R2	LS2-BLR-R2	CMFIT10-BLR-R2	CMFIT14-BLR-R2	
	Bridge			LL2-BLR20-R2							
								LL2-BLR-N2			
								LL2-BLR20-N2			
	03	3.5	0703-IT35	Single	SC-IT35	-	-	-	LS2-IT35-O	CMFIT10-IT35-O	-
04	4.8	0704-ITR	Single	SC-ITRW	GMS-ITRS GMS-ITRL	LL2-ITR-O2	LS2-ITR-O2	CMFIT10-ITR-O2	CMFIT14-ITR-O2		
			Bridge			LL2-ITR20-O2					
							LL2-ITR-N2				
							LL2-ITR20-N2				
05	6.5	0705-ITW	Single	SC-ITRW	GMS-ITWS GMS-ITWL	LL2-ITW-O2	LS2-ITW-O2	CMFIT10-ITW-O2	CMFIT14-ITW-O2		
Bridge			LL2-ITW20-O2								
							LL2-ITW-N2				
							LL2-ITW20-N2				
06	TissueLevel SynOctacoring	4.8	0706-MUIT	Bridge	SC-MUIT	-	-	LB-MUIT	-	-	
07	Bonelevel	3.5	0707-MUSR35	Bridge	SC-MUSR35	-	-	LB-MUSR35	-	-	
08	SRA	4.6	0708-MUSR46	Bridge	SC-MUSR46	-	-	LB-MUSR46	-	-	
10	BLX	3.5 - 6.5	0710-BLX	Single	-	GMS-BLXL	-	-	-	-	CMFIT14-BLX-T
				Bridge							
Nobel Biocare	01	Active	3.0	0801-AC30	Single	OS-AC30	-	LL2-AC30-T2	LS2-AC30-T2	CMFIT10-AC30-T2	-
	02		3.5	0802-ACN	Single	SC-ACN	GMS-ACNS GMS-ACNL	LL2-ACN-H2	LS2-ACN-H2	CMFIT10-ACN-H2	CMFIT14-ACN-H2
					Bridge			LL2-ACN20-H2			
								LL2-ACN-N2			
								LL2-ACN20-N2			
	03	4.3/5.0	0803-ACR	Single	SC-ACR	GMS-ACRS GMS-ACRL	LL2-ACR-H2	LS2-ACR-H2	CMFIT10-ACR-H2	CMFIT14-ACR-H2	
	Bridge			LL2-ACR20-H2							
								LL2-ACR-N2			
								LL2-ACR20-N2			
	04	5.5	0804-ACW	Single	SC-ACW	GMS-ACWS	LL2-ACW-H2		CMFIT10-ACW-H2	CMFIT14-ACW-H2	
						GMS-ACWL	LL2-ACW-N2				
	05	3.5	0805-EXMB	Single	SC-EXMB	-	LL2-EXMB-H2	LS2-EXMB-H2	CMFIT10-EXMB-H2	CMFIT14-EXMB-H2	
Bridge				LL2-EXMB-N2							
06	4.1	0806-EXRB	Single	SC-EXRB	-	LL2-EXRB-H2	LS2-EXRB-H2	CMFIT10-EXRB-H2	CMFIT14-EXRB-H2		
			Bridge			LL2-EXRB-N2					
07	5.1	0807-EXWB	Single	SC-EXWB	-	LL2-EXWB-H2	LS2-EXWB-H2	CMFIT10-EXWB-H2	CMFIT14-EXWB-H2		
			Bridge			LL2-EXWB-N2					
08	3.5	0808-RPM	Single	SC-RPM	GMS-RPMS	LL2-RPM-E2	LS2-RPM-E2	CMFIT10-RPM-E2	CMFIT14-RPM-E2		
			Bridge			LL2-RPM-N2					
09	4.3	0809-RPR	Single	SC-RPR	GMS-RPRS	LL2-RPR-E2	LS2-RPR-E2	CMFIT10-RPR-E2	CMFIT14-RPR-E2		
			Bridge			LL2-RPR-N2					
10	5.0	0810-RPW	Single	SC-RPW	GMS-RPWS	LL2-RPW-E2	LS2-RPW-E2	CMFIT10-RPW-E2	CMFIT14-RPW-E2		
			Bridge			LL2-RPW-N2					
11	6.0	0811-RP60	Single	SC-RP60	GMS-RP60S	LL2-RP60-E2	LS2-RP60-E2	CMFIT10-RP60-E2	CMFIT14-RP60-E2		
			Bridge			LL2-RP60-N2					
12	Multi Unit	4.8	0812-MUTB	Bridge	SC-MUTB	-	-	LB-MUTB2 / LB-MUTBL2	-	-	
					SC2-MUTB						
01			3.0	0901-XV3	Single	SC-XV3	-	LL2-XV3-H2	LS2-XV3-H2	CMFIT10-XV3-H2	-

Dentsply	02	Xive/Fralit2	3.4	0902-XVM	Bridge	SC-XVM	-	LL2-XV3-N2	-	CMFIT10-XVM-H2	CMFIT14-XVM-H2
	03		3.8	0903-XVR	Single	SC-XVR	-	LL2-XVM-H2	LS2-XVM-H2	CMFIT10-XVR-H2	CMFIT14-XVR-H2
					Bridge						
	04		4.5	0904-XVW	Single	SC-XVW	-	LL2-XVR-H2	LS2-XVR-H2	CMFIT10-XVR-H2	CMFIT14-XVR-H2
		Bridge									
	05	5.5	0905-XV55	Single	SC-XVW	-	LL2-XVW-H2	LS2-XVW-H2	CMFIT10-XVW-H2	CMFIT14-XVW-H2	
	06	Ankylos	3.4/4.5/5.5	0906-AKLL	Single	OS-AKLL	-	LL2-XVW-H2	LS2-XVW-H2	CMFIT10-XVW-H2	CMFIT14-XVW-H2
					Bridge						
Single											
Bridge											
07	Ankylos Multi-Unit	Mini	0907-AKLM	Bridge	SCB-16	-	LL2-AKLL-T	-	CMFIT10-AKLL-T	-	
08		Regular	0908-AKLR	Bridge			LL2-AKLL20-T		CMFIT10-AKLL-N		
Biomet 3i	01	Certain	3.4	1001-3ICM	Single	SC-3ICM	GMS-3ICMS	LL2-3ICM-H2	LS2-3ICM-H2	CMFIT10-3ICM-H2	-
					Bridge		GMS-3ICML	LL2-3ICM-N2			
	02	4.1	1002-3ICR	Single	SC-3ICR	GMS-3ICRS	LL2-3ICR-H2	LS2-3ICR-H2	CMFIT10-3ICR-H2	CMFIT14-3ICR-H2	
				Bridge							
	03	5.0	1003-3ICW	Single	GMS-3ICW	LL2-3ICW-H2	LS2-3ICW-H2	CMFIT10-3ICW-H2	CMFIT14-3ICW-H2		
				Bridge							
04	6.0	1004-3IC60	Single			LL2-3IC60-H2	LS2-3IC60-H2	CMFIT10-3IC60-H2	CMFIT14-3IC60-H2		
Osseotite	05	3.4	1005-EX3M	Single	SC-EX3M	-	LL2-EX3M-H2	LS2-EX3M-H2	CMFIT10-EX3M-H2	-	
				Bridge							
	06	4.1	1006-EXR	Single	SC-EXR	GMS-EXRS	LL2-EXR-H2	LS2-EXR-H2	CMFIT10-EXR-H2	CMFIT14-EXR-H2	
				Bridge							
	07	5.0	1007-EXT	Single	GMS-EXT	LL2-EXT-H2	LS2-EXT-H2	CMFIT10-EXT-H2	CMFIT14-EXT-H2		
				Bridge							
08	6.0	1008-EXTW	Single			LL2-EXTW-H2	LS2-EXTW-H2	CMFIT10-EXTW-H2	CMFIT14-EXTW-H2		
						LL2-EXTW-N2					
Implant Direct	01	Implant Direct 3.0	3.0	1101-TSVM	Single	OS-TSVM	-	LL2-TSVM-H2	-	CMFIT10-TSVM-H2	-
Zimmer	01	Tapered Screw-vent	3.5	1201-TSV3	Single	SC-TSV3	GMS-TSV3S	LL2-TSV3-H2	LS2-TSV3-H2	CMFIT10-TSV3-H2	CMFIT14-TSV3-H2
					Bridge						
	02	4.5	1202-TSV4	Single	SC-TSV4	GMS-TSV4S	LL2-TSV320-H2	LS2-TSV4-H2	CMFIT10-TSV4-H2	CMFIT14-TSV4-H2	
				Bridge							
	03	5.7	1203-TSV5	Single	SC-TSV5	GMS-TSV5S	LL2-TSV420-H2	LS2-TSV5-H2	CMFIT10-TSV5-H2	CMFIT14-TSV5-H2	
				Bridge							
04	SPLINE	3.7/4.0	1204-SP40	Single	SC-SP40	-	LL2-TSV420-N2				
				Bridge							
05	5.0	1205-SP50	Single			LL2-TSV5-N2			CMFIT14-SP40-H		
06	TSV Multi-Unit	3.5/4.5/5.7	1206-MUTSV	Bridge	SC-MUTSV	-	LL2-SP50-H		CMFIT14-SP50-H		
Astra Tech	01	Osseospeed	3.0	1301-AS3	Single	SC-AS3	-	LL2-AS3-T2	LS2-AS3-T2	CMFIT10-AS3-T2	-
	02		3.5/4.0	1302-ASR	Single	SC-ASR	GMS-ASRS	LL2-ASR-H2	LS2-ASR-H2	CMFIT10-ASR-H2	CMFIT14-ASR-H2
		Bridge									
	03	4.5/5.0	1303-ASW	Single	SC-ASW	GMS-ASWS	LL2-ASR20-H2	LS2-ASW-H2	CMFIT10-ASW-H2	CMFIT14-ASW-H2	
				Bridge							
04	3.0	1304-AEV30	Single	SC-AEV30		LL2-ASR20-N2					
05	3.6	1305-AEV36	Single	SC-AEV36		LL2-ASW20-H2					
						LL2-ASW20-N2					

	06	EV System	4.2	1306-AEV42	Bridge	SC-AEV42		LL2-AEV36-N2				
	07		4.8	1307-AEV48	Single	SC-AEV48		LL2-AEV42-T2	LS2-AEV42-T2	CMFIT10-AEV42-T2	CMFIT14-AEV42-T2	
	08		5.4	1308-AEV54	Bridge	SC-AEV54		LL2-AEV48-T2	LS2-AEV48-T2	CMFIT10-AEV48-T2	CMFIT14-AEV48-T2	
								LL2-AEV48-N2				
								LL2-AEV54-T2	LS2-AEV54-T2	CMFIT10-AEV54-T2	CMFIT14-AEV54-T2	
								LL2-AEV54-N2				
Camlog	01	Camlog	3.3	1401-CAM33	Single	SC-CAM33		LL2-CAM33-T2	LS2-CAM33-T2	CMFIT10-CAM33-T2	-	
	02		3.8	1402-CAM38	Bridge	SC-CAM38		LL2-CAM33-N2				
	03		4.3	1403-CAM43	Single	SC-CAM43		LL2-CAM38-T2	LS2-CAM38-T2	CMFIT10-CAM38-T2	CMFIT14-CAM38-T2	
	04		5.0	1404-CAM50	Bridge	SC-CAM43		LL2-CAM38-N2				
	05	6.0	1405-CAM60	Single	SC-CAM5060		LL2-CAM43-T2	LS2-CAM43-T2	CMFIT10-CAM43-T2	CMFIT14-CAM43-T2		
	06	Conelog	3,3	1406-CN33	Bridge	-		LL2-CAM43-N2				
	07		3,8/4,3	1407-CN3843	Single	-	GMS-CN33L			CMFIT10-CAM50-T2	CMFIT14-CAM50-T2	
	08		5.0/6.0	1408-CN50	Bridge	-	GMS-CN3843L			LL2-CAM50-T2	LS2-CAM50-T2	CMFIT10-CAM60-T2
							GMS-CN50L			LL2-CAM60-T2	LS2-CAM60-T2	CMFIT10-CAM60-T2
									LL2-CAM60-N2			
MIS	01	Seven	3.3	1501-MS33	Single	SC-MS33		LL2-MS33-H	LS2-MS33-H	CMFIT10-MS33-H	-	
	02		3.75/4.2	1502-MSR	Bridge	SC-TSV3	GMS-TSV3S	LL2-MS33-N				
	03		5.0/6.0	1503-MSW	Single	SC-TSV4	GMS-TSV3L	LL2-MSR-H	LS2-MSR-H	CMFIT10-MSR-H	CMFIT14-MSR-H	
	04	C1	3.3	1504-C1M	Bridge	SC-TSV4	GMS-TSV4S	LL2-MSR-N				
	05		3.75/4.2	1505-C1R	Single	SC-C1M	GMS-TSV4L	LL2-MSW-H	LS2-MSW-H	CMFIT10-MSW-H	CMFIT14-MSW-H	
	06		5.0	1506-C1W	Bridge	SC-C1M	GMS-TSV4L	LL2-MSW-N				
									LL2-C1M-T	LS2-C1M-T	CMFIT10-C1M-T	CMFIT14-C1M-T
									LL2-C1M-N			
									LL2-C1R-T	LS2-C1R-T	CMFIT10-C1R-T	CMFIT14-C1R-T
									LL2-C1R-N			
									LL2-C1W-T	LS2-C1W-T	CMFIT10-C1W-T	CMFIT14-C1W-T
									LL2-C1W-N			
SIC	01	Ace/Max	3.3	1601-SICM	Single	SC-SIC		LL2-SICM-H		CMFIT10-SICM-H	CMFIT14-SICM-H	
	02		4.2	1602-SICR	Bridge	SC-SIC		LL2-SICM-N				
									LL2-SICR-H			
									LL2-SICR-N			
Thommen SPI	01	Thommen SPI	3.5	1701-SP135	Single	SC-SP135		LL2-SP135-H	LS2-SP135-H	CMFIT10-SP135-H	-	
	02		4.0	1702-SP140	Bridge	SC-SP140		LL2-SP135-N				
	03		4.5	1703-SP145	Single	SC-SP140		LL2-SP140-H	LS2-SP140-H	CMFIT10-SP140-H	CMFIT14-SP140-H	
	04		5.0	1704-SP150	Bridge	SC-SP145		LL2-SP140-N	LS2-SP140-N			
	05		6.0	1705-SP160	Single	SC-SP145		LL2-SP145-H	LS2-SP145-H	CMFIT10-SP145-H	CMFIT14-SP145-H	
									LL2-SP145-N	LS2-SP145-N		
									LL2-SP150-H	LS2-SP150-H	CMFIT10-SP150-H	CMFIT14-SP150-H
									LL2-SP150-N			
									LL2-SP160-H	LS2-SP160-H	CMFIT10-SP160-H	CMFIT14-SP160-H
									LL2-SP160-N			
Bego	01	Bego	3.7	1801-BEGO37	Single	SC-BEGO		LL2-BEGO37-H	LS2-BEGO37-H	CMFIT10-BEGO37-H	-	
	02		4.1	1802-BEGO41	Bridge	SC-BEGO		LL2-BEGO37-N				
	03		4.5	1803-BEGO45	Single	SC-BEGO		LL2-BEGO41-H	LS2-BEGO41-H	CMFIT10-BEGO41-H	CMFIT14-BEGO41-H	
	04		5.5	1804-BEGO55	Bridge	SC-BEGO		LL2-BEGO41-N				
									LL2-BEGO45-H			
									-			
									LL2-BEGO55-H			
									-			

Mytis	01	Arrow Implant	3.7/4.0	1901-AR3740	Single	OS-AR3740	-	-	-	CMFIT10-AR3740-H	-	
	02		4.7/6.0	1902-AR4760	Single	OS-AR4760	-	-	-	CMFIT10-AR4760-H	-	
KYOCERA	01	POI	3.7	2001-POI37	Single	SC-POI37	-	LL2-POI37-H	-	CMFIT10-POI37-H	-	
	02		4.2	2002-POI42	Single	SC-POI42	-	LL2-POI42-H	-	CMFIT10-POI42-H	-	
Biohorizon	01	Laser Lok 3.0	3.0	2101-BH30	Single	OS-BH30	-	LL2-BH30-H	-	CMFIT10-BH30-H	-	
Anthorgyr	01	AXIOM	3.4/4.0/4.6/5.2	2201-ANG	Single	SC-ANG	-	LL2-ANG-E	LS2-ANG-E	CMFIT10-ANG-E	-	
					Bridge			LL2-ANG-N	-			
WARANTEC	01	Oneplant	4.3/4.8/5.3	2301-WOP	Single	SC-WOP	-	-	-	CMFIT10-WOP-O	-	
TekkaIn-Kone	01	TekkaIn-Kone	3.5/4.0/4.5/5.5	2401-TEK	Single	SC-TEK	-	-	LS2-TEK-H	CMFIT10-TEK-H	-	
Keystone	01	PrimaConnex Max-TL	3.5	2501-KEP35	Single	SC-KPS	-	LL2-KPS-T	LS2-KPS-T	CMFIT10-KPS-T	-	
	02		4.1	2502-KEP41	Single			SC-KPR	LL2-KPS-N	-		CMFIT10-KPR-T
	03		5.0/6.0	2503-KEP50	Single	SC-KPW		LL2-KPR-T	LS2-KPR-T	CMFIT10-KPW-T		
	04		7.0	2504-KEX50	Single			LL2-KPR-N	-	-		CMFIT14-KP70-T
	05		8.0	2505-KEX65	Single			LL2-KPW-T	LS2-KPW-T	CMFIT10-KPW-T		
				Bridge		LL2-KPW-N	-	-	CMFIT14-KP70-T			
				Bridge		LL2-KP70-T	-	-	CMFIT14-KP80-T			
				Bridge		LL2-KP70-N	-	-	CMFIT14-KP80-T			
				Bridge		LL2-KP80-T	-	-	CMFIT14-KP80-T			
				Bridge		LL2-KP80-N	-	-	CMFIT14-KP80-T			
Neodent	01	CM	3.5/4.3/5.0	2601-NCM	Single	SC-NCM	-	-	LS2-NCM-H	CMFIT10-NCM-H	-	
	02	GM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	2602-NCG	Single	SC-NCG	-	LL-NCG-H	-	CMFIT10-NCG-H	CMFIT14-NCG-H	
BICON Implant	01	BICON Implant	2.0	2701-BC20	Bridge	SC-BC20	-	LL2-BC20-N	-	CMFIT10-BC20-N	-	
	02		2.5	2702-BC25	Bridge			SC-BC25	LL2-BC25-N	-	CMFIT10-BC25-N	
	03		3.0	2703-BC30	Bridge			SC-BC30	LL2-BC30-N	-	CMFIT10-BC30-N	
Medentika	01	IPS	3.5/4.0/4.5/5.0	2801-MTR	Single	SC-MTR	-	-	-	CMFIT10-MTR-R	-	
GC Aadva	01	GC Aadva Implant	4.0/5.0	2901-GAD	Single	SC-GAD	-	-	-	CMFIT10-GAD-H	-	
BIOTECH KONTACT	01	BIOTECH KONTACT	3.0	3001-BK30	Single	SC-BK30	-	LL2-BK30-T	LS2-BK30-T	CMFIT10-BK30-T	-	
	02		3.6/4.2/4.8/5.4	3002-BK40	Single			SC-BK40	LL2-BK40-T	LS2-BK40-T	CMFIT10-BK40-T	
Medentis medical ICX	01	Medentis medical ICX	3.75/4.1/4.8	3101-ICX	Single	SC-ICX	-	LL2-ICX-H	LS2-ICX-H	CMFIT10-ICX-H	CMFIT14-ICX-H	
					Bridge			LL2-ICX-N	-			
B&B Dental	01	B&B Dental	4.0/4.5/5.0	3201-BNB	Single	-	GMS-BNBL	LL2-BNB-H	-	CMFIT10-BNB-H	-	
					Bridge			-				
Bredent Medical Sky®	01	Bredent Medical Sky®	3,5 (NP) / 4.0 - 6.0	3301-SKR	Single	-	GMS-SKRL	LL2-SKR-T	-	CMFIT10-SKR-T	CMFIT14-SKR-T	
					Bridge			-				
		NEOSS	3,5 /	3401-	Single	-	GMS-NEPL	-	-	-	CMFIT14-NEP-T	
					Bridge			-				
Champions (R)evolution	01	Champions (R)evolution	3,5 / 4,5 / 5,5	3501-CHR	Single	-	GMS-CHRL	-	-	-	CMFIT14-CHR-H	
					Bridge			-				
KYOCERA	01	Finesia BL	BLN	3601-FBLN	Single	-	GMS-FBLNL	-	-	CMFIT10-FBLN-H	-	
	02		BLR	3602-FBLR	Single	-	GMS-FBLRL	LL-FBLR-H	-	CMFIT10-FBLR-H		
					Bridge			-				
					Bridge			-				