



ジルコニアアバットメント、スクリュー固定のフルジルコニアやジルコニアボンドのフレームに使用できます。

歯科技工所ジオカスタムソリューションで、歯科補綴物として加工したチタンベース当社でミリングしたジルコニアを組み合わせた技工物になります。

メーカーによってはオールジルコニアで制作することも可能ですのでメーカー対応表をご参照ください。

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 1300MP | 強度を重視したマルチレイヤーディスク  |
| 1100MP | 透過性を重視したマルチレイヤーディスク |

2種類のジルコニアからご選択ができます。

## 対応シェード

A1.A2.A3.A3.5

(その他ATDジャパンのジルカラーによる浸透もありますのでご相談ください)

## 発注方法

①ジオメディ社のライブラリーを、お持ちのCADソフトにご登録いただく必要があります。ご登録にともない、ジオメディまたはジオカスタムソリューションズの遠隔操作サポートがございます。その為、TeamViewerという無料アプリを検索エンジンからダウンロードしてください。

※13以外のバージョンをお使いの方は、一度アプリをアンインストールしていただき、再度バージョン13を選択してダウンロードをお願いします。

①のライブラリー追加の際、ジオカスタムソリューションの作業料がかかりますのでご了承ください。

■ Exocad,3shape . . . . . 対応メーカー全て込み 5,000円 (税込 5,500円)

※各社 3 shapeアバットメントデザインライセンス,Exocadインプラントモジュールが必要です。

上記以外のCADソフトは未対応ですのでご了承ください。

ライブラリー導入後ジオメディからスキャンボディーをご購入してください。

スキャンボディーを使用し、デザインデータを当社のHPからはむすびの技工指示書に記入後、STLデータを指定の場所にドラック&ドロップしてください。

※スキャン前にインプラントレプリカのプラットフォーム、スキャンボディーの接合面を必ずスチームクリーナーで清掃してください。

## 製作料

1本 15000円 (税込 16,500円) (チタンベース込み技工スクリュー付き)

ダブルスキャン別途1顎 3000円 (税込 3,300円)

## 再制作規約

再制作の際は事前にご連絡ください。

口腔内でのジルコニア破折は2年保証です。口腔内でのチタンベースの破折は5年保証です。

| 再制作項目 |  |
|-------|--|
| 破折    | 再デザインデータ+破折フレーム (弊社宛へ郵送)                       |
| 不適合   | 模型 (弊社宛へ郵送)<br>チタンベース変形の場合無償<br>その他は全て有償となります。 |

その際の送料はご負担ください。

0.5ミリ以下のジルコニアフレームはすべて保証対象外です。

※現状単冠のみの製作ですが、近日ブリッジ受注予定。

## 納期

### 【データでの依頼】

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 平日のAM12時までに弊社データ受注 | → | 土日祭日を含まない<br>4営業日に発送 |
| 平日のAM12時以降に弊社データ受注 | → | 土日祭日を含まない<br>5営業日に発送 |
| 土日または祭日に弊社データ受注    | → | 弊社営業開始日から<br>4営業日に発送 |

### 【模型+レジンアップでの依頼】

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| 平日のAM12時まで弊社模型到着 | → | 土日祭日を含まない<br>6営業日に発送 |
| 平日のAM12時以降弊社模型到着 | → | 土日祭日を含まない<br>7営業日に発送 |
| 土日または祭日弊社模型到着    | → | 弊社営業開始日から<br>6営業日に発送 |

## 対応インプラント

- Osstem Ts 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Osstem Us 3.5 4.1 5.1
- Osstem SS 4.8 6.0
- Dentium Super-line 3.7 4.0 4.5
- MegaGan AnyRidge 3.5 4.0 4.5
- MegaGen AnyOne 3.5 4.0 4.5 5.0
- Dio SM 3.8 4.1 4.5 5.0
- Dio UF 3.8 4.0 4.5 5.0
- NeoBiotech IS 3.5 4.0 4.5 5.0
- Dentis S-Clean / One Q 3.9 4.2 4.7 5.2 6.0
- straumann Bone Level SC NC RC SCは単冠のみ
- straumann Tissue Level NN RN WN NNは単冠のみ
- NobelBiocare CC 3.0 NP RP WP 3.0は単冠のみ
- NobelBiocare Branemark NP RP WP オールジルコニアアバットメント可
- Dentsply Xive / Frialit 2 3.0 3.4 3.8 4.5 5.5

- Dentsply Ankylos 3.4 4.5 5.5
- Biomet 3i Certain 3.4 4.1 5.0 6.0
- Biomet 3i Osseotite 3.4 4.1 5.0 6.0
- Implant Direct 3.0 単冠のみ
- Zimmer Tapered Screw-vent 3.5 4.5 5.7
- Zimmer Spline 3.7 4.0 5.0 単冠のみ
- Astra Tech Osseospeed 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Astra EV System 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 3.0単冠のみ
- Camlog 3.3 3.8 4.3 5.0 6.0
- Thommen SPI 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0